

簡易リーダー撮影台 < ORP-602-BC3 >

一般医療機器/汎用X線診断装置用非電動式患者台
 特定保守管理医療機器/設置管理医療機器
 届出番号：23B2X00016P00051

www.orrad.co.jp




～ シンプルな設計でコストを追求した

リーダー撮影台～

- ▶ 簡単でスムーズな操作性、分銅式により軽い力で上下動します。
- ▶ 狭小な設置スペースに対応（ベース部 W490×D440）
- ▶ CR・アナログカセット専用（FPDには対応していません）

外形寸法図



< ORP-602-BC3 床置き >

■仕様

型式	ORP-602-BC3
外形寸法	W490×D440×H1900mm
上下動ストローク	FL445～1435mm（ストローク990mm）
上下バランス	分銅式
カセット対応サイズ	六切判ヨコ～半切タテ
重量	約19.5kg

■設置

床置き（床固定は別途設置費用がかかります。事前に御相談下さい。）

※ 地方発送、現地組立てが可能です。

※改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さい。

お問い合わせは

第二種医療機器製造販売業許可番号（23B2X00016）
 （社）日本画像医療システム工業会会員/日本理学療法機器工業会会員



オリオンラドセーフメディカル株式会社

名古屋本社 〒460-0008 名古屋市中区栄五丁目8番24号
 電話 052-261-0706 FAX 052-261-0798
 金沢営業所 〒920-0807 金沢市乙丸町甲165
 電話 076-252-5999 FAX 076-252-2946
 大阪営業所 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号
 SORA新大阪21ビル6階
 電話 06-6396-8327 FAX 06-6396-8323

東京本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目12番3号
 第一誠実ビル4階
 電話 03-5759-6011 FAX 03-5759-6022
 松本営業所 〒399-0011 松本市寿北一丁目12番18号
 オフィス・ナガサワ2階B号
 電話 0263-26-5626 FAX 0263-26-5444