

患者をサポートするニューアイテム

患者サポートスタンド ORP-SP-E4



特 長

- 左右独立電磁ロック方式にて、持ち手を患者さんの撮影方法に合わせて、上下動することができます。フットスイッチを踏むとロックを解除し、離すとロックします。上下のストローク距離は1300mmです。
- しっかりとした持ち手を持つことで、患者さんに安心感を与えます。
- 簡単に取替えができる腰当てパーツを使用し患者さんの腰部への負担が軽減されます。
- 使用しない持ち手や腰当てを立てて保管できる持ち手置台(オプション品:ORP-SP-S)を設定。キャスター付きなので、楽に移動ができます。

使用例

■ 腹部撮影



■ 胸部側面撮影



■ 腰部側面撮影



■ 腰椎前屈撮影



■ 腰椎後屈撮影



■ 車椅子からの立ち座り



■ 胸部撮影



■ 握りやすいグリップ



■ 調整はワンタッチ!



■ 持ち手置台(オプション品)



※持ち手と腰当ては付属しません。

仕 様

■ 患者サポートスタンド(本体)

商品コード	ORP-SP-E4
電気定格	AC100V 50/60Hz 2.0A
外形寸法	W300mm×H2400mm×D1173mm
重量	約119kg (1対)
付属品	持ち手(1対)、腰当て(1組)

■ 持ち手置台(オプション品)

商品コード	ORP-SP-S
外形寸法	W320mm×H140mm×D370mm

※持ち手置台には、持ち手と腰当ては付属しません。

撮影協力:医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院

※改良のため予告なく仕様変更をすることがありますのでご了承下さい。

ご注文、お問い合わせは

第2種医療機器製造販売業許可番号(23B2X00016)
医療機器製造業許可番号(23BZ000451)
(社)日本画像医療システム工業会会員/日本理学療法機器工業会会員

オリオン電機株式会社



本社/営業所
〒460-0008 名古屋市中区栄五丁目8番24号
電話 052-261-0706 FAX 052-261-0798
東京営業所
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目22番2号
フローレンスパレス御茶ノ水フィアコン101号
電話 03-5800-6780 FAX 03-5800-6781
金沢営業所
〒920-0807 金沢市乙丸町甲165
電話 076-252-5999 FAX 076-252-2946

松本営業所
〒399-0011 松本市北一丁目12番18号
オフィス・ナガサワ2階B号
電話 0263-26-5626 FAX 0263-26-5444
稲沢工場(愛知県)
〒492-8181 稲沢市日下部北町四丁目7番
電話 0587-23-0467 FAX 0587-23-0477

URL <http://www.oriden.co.jp>

KZAN-T-KZW