

内視鏡用真空固定具

全身画像診断・放射線治療用患者体位固定具
クラス I / JMDNコード40902000

www.orrad.co.jp



【マネキン身長170cm】



【フィットポンプ】

～ 安全でスムーズな検査をサポート ～

- ▶ 成人被検者に対応したサイズ
- ▶ 長時間の静止が必要な検査や治療において、被検者の動きによるアーチファクトを抑える事が可能
- ▶ 患者位置決めが迅速で簡単
- ▶ 固定具内部にはポリスチレン製の細かなビーズが挿入されており、空気を排気することで、ビーズが隙間に収まり固定されます




※フィットポンプは別売りとなります

■仕様

内視鏡用真空固定具

型式	VMR442X02
外形寸法	W1850×D1360mm
フィットポンプ	
型式	VMRFP01

■寸法図



※改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さい。

お問い合わせは

第二種医療機器製造販売業許可番号(23B2X00016)
(社)日本画像医療システム工業会会員/日本理学療法機器工業会会員

オリオンラドセーフメディカル株式会社

名古屋本社 〒490-1205 愛知県あま市花正郷中25番地
電話 052-449-2670 FAX 052-449-2671
金沢営業所 〒920-0807 石川県金沢市乙丸町甲165
電話 076-252-5999 FAX 076-252-2946
大阪営業所 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号
SORA新大阪21ビル6階
電話 06-6396-8327 FAX 06-6396-8323

東京本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目12番3号
第一誠実ビル4階
電話 03-5759-6011 FAX 03-5759-6022
松本営業所 〒399-0011 長野県松本市寿北一丁目12番18号
オフィス・ナガサワ2階B号
電話 0263-26-5626 FAX 0263-26-5444