

インレット・アウトレットガイドスケール


www.orrad.co.jp



～ 画期的なアイデアが登場！

骨盤撮影の確実性をお手伝い～


- ▶ 正確で迅速なセッティングに貢献
 - ・照射野中心、寝台（カセット）位置の確認
 - ・像の欠損による再撮影率の低減
 - ・撮影時間の短縮
- ▶ 各施設の条件でスケールをオーダーメイド
 - ・寝台天板～受像部間距離
 - ・X線管の斜入角度
- ▶ X線管連動・非連動にも対応



■仕様

タイプ	X線管連動なし		X線管連動あり	
	表面マグネット付	表面マグネット付	表面マグネット付	表面マグネット付
型式	I OGS	I OGS-MG	I OGS-A	I OGS-AMG
外形寸法	W300 × D50mm			
材質	塩ビ			

【寸法図】



※改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さい。

お問い合わせは

第二種医療機器製造販売業許可番号（23B2X00016）（社）日本画像医療システム工業会会員/日本理学療法機器工業会会員



オリオンラドセイメディカル株式会社

東京本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目12番3号
第一誠実ビル4階
電話 03-5759-6011 FAX 03-5759-6022
大阪営業所 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号
SORA新大阪21ビル6階
電話 06-6396-8327 FAX 06-6396-8323
松本営業所 〒399-0011 長野県松本市寿北一丁目12番18号
オフィス・ナガサワ2階B号
電話 0263-26-5626 FAX 0263-26-5444

名古屋本社 〒490-1205 愛知県あま市花正郷中25番地
電話 052-449-2670 FAX 052-449-2671
金沢営業所 〒920-0807 石川県金沢市乙丸町甲165
電話 076-252-5999 FAX 076-252-2946
仙台営業所 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目字南97番3号
東インター斎堂ビル4F
電話 022-706-1582 FAX 022-287-3077
福岡営業所 〒812-0895 福岡県福岡市博多区竹下4丁目7番27号
電話 092-518-1195 FAX 092-483-7513