



# ez-F <イージーエフ>

汎用X線診断装置用非電動式患者台  
クラスI / JMDNコード40654000

www.orrad.co.jp



&lt; ez-F 床置き &gt;

～ 簡易リーダーでFPDを使いたい！  
ちょうどいい、リーダー撮影台 ～

- ▶ 簡易リーダーに、  
簡単（イージー）にFPDを搭載したい…だから、イージーエフ！（ez-F）
- ▶ FPD専用ホルダーでしっかりとキャッチ
- ▶ 狭小な設置スペースに対応（ベース部 W500×D500）

## ■仕様

型式	ez-F
外形寸法	W 500 × D 500 × H 1900mm
上下動ストローク（半切継中心）	FL315～1730mm（ストローク1415mm）
上下バランス	分銅式
FPD対応サイズ	各社対応14×7もしくは17×7inサイズ
受像部ロック	ワンタッチロック
重量	約30kg


## ■設置

床置き（壁床固定も可能—壁床固定は、別途、固定金具及び設置費用がかかります）

※ 地方発送、現地組立てが可能です。

※改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さい。

## ■寸法図



お問い合わせは

第二種医療機器製造販売業許可番号（23B2X00016）（社）日本画像医療システム工業会会員/日本理学療法機器工業会会員



オリオンラドセフメディカル株式会社

東京本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目12番3号

第一誠実ビル4階  
電話 03-5759-6011 FAX 03-5759-6022

大阪営業所 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号

SORA新大阪21ビル6階

電話 06-6396-8327 FAX 06-6396-8323

松本営業所 〒399-0011 長野県松本市寿北一丁目12番18号

オフィス・ナガサワ2階B号

電話 0263-26-5626 FAX 0263-26-5444

名古屋本社 〒490-1205 愛知県あま市花正郷中25番地

電話 052-449-2670 FAX 052-449-2671

金沢営業所 〒920-0807 石川県金沢市乙丸町甲165

電話 076-252-5999 FAX 076-252-2946

仙台営業所 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目字南97番3号

東インター斎堂ビル4F

電話 022-706-1582 FAX 022-287-3077

福岡営業所 〒812-0895 福岡県福岡市博多区竹下4丁目7番27号

電話 092-518-1195 FAX 092-483-7513