

真空固定具

一般的名称：全身画像診断・放射線治療用患者体位固定具
クラスI機器 / JMDNコード 40902000

新生児・幼児や四肢のMRI撮影やCT撮影など様々な検査において動きを防止します。
また、放射線治療や救命救急など長時間の固定にも使用できます。

特長1

独自のマルチチェンバーシステムと真空バルブの組み合わせにより、理想的な固定が可能です。



特長2

簡単な操作で固定が可能。
迅速に位置決めが行えます。



特長3

操作環境に優れた固定具です。
・3TのMRI室でも使用可能。また、撮影室等に設置された真空吸引器での排気も可能です。
・洗浄や消毒が容易。また水洗いも可能です。

製品ラインナップ

※すべての製品に手動ポンプは含まれておりません。別売りとなります。

■新生児・幼児用

届出番号13B2X10099000019

新生児用

商品コード VMR433X01



新生児用2

商品コード VMR447X01



新生児用3

商品コード VMR440X01



新生児用4

商品コード VMR448X01



幼児用(6ヶ月~4歳)

商品コード VMR438X01



■四肢用

届出番号13B2X10099000019


腕固定

商品コード VMR414X01




脚固定

商品コード VMR421X01




膝固定

商品コード VMR434X01



膝固定2

商品コード VMR446X01



腕・脚固定

商品コード VMR431X01



足首固定

商品コード VMR432X01



■頭部用

届出番号13B2X10099000024



頭部固定用

商品コード VMR452X01



頭部固定用

ビーズ量 25% 商品コード VMR452X02
ビーズ量 50% 商品コード VMR452X03
ビーズ量 100% 商品コード VMR452X04

■マットレス

届出番号13B2X10099000025

- 内部が分かれていないマットタイプの固定具。
- 様々な用途に使用できます。
 - ・放射線治療用
 - ・救命救急用
 - ・核医学検査用
 - ・血管内治療用
- X線の吸収はほとんどありません。



縦100cm × 横 50cm 商品コード VMOP432X01
縦200cm × 横 75cm 商品コード VMOP402X01
縦200cm × 横 100cm 商品コード VMOP403X01
縦110cm × 横 65cm 商品コード VMOP433X01
縦150cm × 横 75cm 商品コード VMOP438X01

■手動ポンプ

商品コード FP01X01



※各固定具、マットレスには手動ポンプは含まれておりません。

※印刷の為、製品の色が実物と異なる場合がありますのでご了承ください。※改良のため、予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

ご注文・お問い合わせは

■国内総販売元



オリオン・ラドセーフメディカル株式会社



エアウォーターグループ

名古屋本店 〒460-0008 名古屋市中区栄五丁目8番24号

TEL:052-261-0706 FAX:052-261-0798

京都支店 〒602-8105 京都市上京区日暮通下立売上る天祥町590

TEL:075-811-4669 FAX:075-841-4021

松本営業所 〒399-0011 松本市青北一丁目12番18号

オフィス・ナガサワ2階B号

TEL:0263-26-5626 FAX:0263-26-5444

営業所 北海道・東北・新潟・大阪・九州

東京本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目12番19号

五反田NNビル

TEL:03-5759-6011 FAX:03-5759-6022

金沢営業所 〒920-0807 金沢市乙丸町甲165

TEL:076-252-5999 FAX:076-252-2946

テクニカルセンター 〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田五丁目18番18号

TEL:048-959-4880 FAX:048-959-4884

URL <http://www.orrad.co.jp>

■製造販売業者

株式会社 六濤 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目14番3号

KZAY-AZ-KZW