

# 真空固定具

一般的名称:全身画像診断・放射線治療用患者体位固定具  
クラスI 機器 / JMDNコード 40902000

新生児・幼児や四肢のMRI撮影やCT撮影など様々な検査において動きを防止します。  
また、放射線治療や救命救急など長時間の固定にも使用できます。

## 特長1

独自のマルチチェンバーシステムと真空バルブの組み合わせにより、理想的な固定が可能です。



## 特長2

簡単な操作で固定が可能。  
迅速に位置決めが行えます。



## 特長3

操作環境に優れた固定具です。

- ・3TのMRI室でも使用可能。また、撮影室等に設置された真空吸引器での排気も可能です。
- ・洗浄や消毒が容易。また水洗いも可能です。

## 製品ラインナップ

※すべての製品に手動ポンプは含まれておりません。別売りとなります。

### ■新生児・幼児用

届出番号23B2X00016W00009

#### 新生児用

商品コード VMR433X01



#### 新生児用2

商品コード VMR447X01



#### 新生児用3

商品コード VMR440X01



#### 新生児用4

商品コード VMR448X01



#### 幼児用(6ヶ月~4歳)

商品コード VMR438X01



### ■四肢用

届出番号23B2X00016W00010

#### 腕固定

商品コード VMR414X01



#### 脚固定

商品コード VMR421X01



#### 膝固定

商品コード VMR434X01



#### 膝固定2

商品コード VMR446X01



#### 腕・脚固定

商品コード VMR431X01



#### 足首固定

商品コード VMR432X01



### ■頭部用

届出番号23B2X00016W00010



#### 頭部固定用

商品コード VMR452X01



#### 頭部固定用

ビーズ量 25%

商品コード VMR452X02

ビーズ量 50%

商品コード VMR452X03

ビーズ量 100%

商品コード VMR452X04

### ■マットレス

届出番号23B2X00016W00008

- 内部が分かれていないマットタイプの固定具。
- 様々な用途に使用できます。
- ・放射線治療用 ・救命救急用 ・核医学検査用
- ・血管内治療用
- X線の吸引はほとんどありません。



縦100cm × 横 50cm	商品コード VMOP432X01
縦200cm × 横 75cm	商品コード VMOP402X01
縦200cm × 横 100cm	商品コード VMOP403X01
縦110cm × 横 65cm	商品コード VMOP433X01
縦150cm × 横 75cm	商品コード VMOP438X01

### ■ポンプ

#### フットポンプ

商品コード VMRFP01



#### 小型ハンドポンプ

商品コード VMRHP03



※各固定具、マットレスにはポンプは含まれておりません。

ご注文・お問い合わせは

※印刷の為、製品の色が実物と異なる場合がありますのでご了承ください。※改良のため、予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

第二種医療機器製造販売許可番号(23B2X00016) (株)日本画像医療システム工業会会員 / 日本理学療法機器工業会会員

 **オリオン・ラドセーフメディカル株式会社**

 **エアウォーターグループ**

名古屋本社 〒490-1205 愛知県あま市花正郷中25番地  
TEL:052-449-2670 FAX:052-449-2671

東京本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目12番3号  
第一誠実ビル4階  
TEL:03-5759-6011 FAX:03-5759-6022

金沢営業所 〒920-0807 金沢市乙丸町甲165  
TEL:076-252-5999 FAX:076-252-2946

松本営業所 〒399-0011 松本市寿北一丁目12番18号  
オフィス・ナガサワ2階B号  
TEL:0263-26-5626 FAX:0263-26-5444

大阪営業所 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号  
SORA新大阪21ビル6階  
TEL:06-6396-8327 FAX:06-6396-8323

URL <http://www.orrad.co.jp>

KZKS-S-NW